

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cbr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Número de artículo: CM0002093

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Carbonyl reductase 1 (CBR1) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para el estudio de la reducción de carbonilos, el metabolismo de glucocorticoides y la desintoxicación de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	873
GeneID	873
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16152
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo