


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbr1 Para Wb, Elisa - P16152

Número de artículo: CM0027810



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CBR1 humano (Reductasa de carbonilo [NADPH] 1), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Útil para estudiar el metabolismo del carbonilo y la desintoxicación de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CBR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	873
GeneID	873
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-277 de CBR1 humano (NP_001748.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16152
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo