


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbr1 Para Wb - P16152

Número de artículo: CM0022013



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CBR1 humano, validado por knockout para Western blot y ELISA. Detecta CBR1 endógeno en muestras humanas y de ratón. Para investigación de reducción de carbonilos, metabolismo de fármacos y síntesis de prostaglandinas. Peso molecular ~30 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CBR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
Especie	Humano
GeneID (humano)	873
GeneID	873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-277 de CBR1 humano (NP_001748.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16152
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo