

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbr4 Para Wb, Elisa - Q8N4T8

Número de artículo: CM0030983



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a CBR4 humano (SDR45C1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. CBR4 es una reductasa mitocondrial 3-oxoacil-[ACP] implicada en la biosíntesis de ácidos grasos y la desintoxicación de quinonas. Ideal para la investigación del metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CBR4
Observaciones/Alias	SDR45C1; CBR4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84869
ID de Gen	84869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-237 del CBR4 humano (NP_116172.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8N4T8
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo