

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbs Para Wb, If-P, Elisa - P35520

Número de artículo: CM0013695



Introducción

pAb de conejo CBS para WB, IF-P, ELISA. Detecta cistationina beta-sintasa de 61 kDa en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación del metabolismo de la homocisteína y la señalización del sulfuro de hidrógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CBS
Observaciones/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Especie	Humana
GenelD (Humano)	875
GenelD	875
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35520
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo