


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cbx1/Hp1 Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P83916

Número de artículo: CM0006281



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CBX1/HP1 beta (HP1 β) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de heterocromatina de 21 kDa involucrada en la represión epigenética. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBX1/HP1 beta Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10951
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CBX1/HP1 beta humano (NP_006798.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P83916
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo