


Anticuerpo Policlonal Anti-Cbx7 Para Wb - 095931

Número de artículo: CM0022903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CBX7 humano, validado para aplicaciones WB. Detecta una banda de 28 kDa. Ideal para el estudio de la represión transcripcional mediada por el grupo Polycomb y la epigenética del cáncer. Tiene reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBX7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CBX7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23492
GeneID	23492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 162-251 de CBX7 humano (NP_783640.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	095931
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo