


Anticuerpo Policlonal Anti-Cbx8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc52

Número de artículo: CM0030228



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CBX8 (proteína homóloga de la cromocaja 8) para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBX8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PC3; RC1; CBX8
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	57332
ID del gen	57332
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-280 de la CBX8 humana (NP_065700.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC52
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo