

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccar1 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Número de artículo: CM0027569

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CCAR1 humano para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta CCAR1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigar vías de apoptosis, ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo pAb CCAR1
Observaciones/Alías	CCAR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55749
GeneID	55749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de CCAR1 humano (NP_060707.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IX12
Peso de la proteína	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo