

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccar1 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Número de artículo: CM0015914

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CCAR1 validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. CCAR1 es un corregulador transcripcional y regulador de la apoptosis involucrado en la progresión del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCAR1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CCAR1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55749
GenelD	55749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de CCAR1 humano (NP_060707.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IX12
Peso proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo