

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccar2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q8N163

Número de artículo: CM0026957



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo CCAR2 reacciona con CCAR2 (DBC1) humano, de ratón y de rata. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Inmunógeno recombinante. Adecuado para investigación en apoptosis, regulación transcripcional y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CCAR2
Observaciones/Alias	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57805
ID del gen	57805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 654-923 de CCAR2 humano (NP_066997.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N163
Peso proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo