

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccbl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16773

Número de artículo: CM0029080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCBL1 (Kynurenina--oxoglutarato transaminasa 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudios de catabolismo del triptófano y beta-liasa de conjugados de cisteína.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCBL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GTK; KAT1; KATI; CCBL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	883
GeneID	883
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de CCBL1 humano (NP_001116144.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16773
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo