


Anticuerpo Policlonal Anti-Ccdc124 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Número de artículo: CM0017235



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CCDC124 humano, un regulador de la hibernación ribosómica y la citocinesis. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación del ciclo celular y la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCDC124 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Especie	Humano
ID del gen (humano)	115098
ID del gen	115098
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 de CCDC124 humano (NP_612451.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96CT7
Peso molecular	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo