


Anticuerpo Policlonal Anti-Ccdc124 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Número de artículo: CM0013863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCDC124 (Lso2, oxs1). Validado en WB, IHC-P, ELISA para humano, ratón, rata. Diana involucrada en la hibernación del ribosoma y la citocinesis. Peso molecular 26kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCDC124 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Especie	Humano
GeneID	115098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 de CCDC124 humano (NP_612451.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96CT7
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo