


Anticuerpo Policlonal Anti-Ccdc47 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96A33

Número de artículo: CM0014503



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCDC47, una subunidad clave del complejo PAT/MPT. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la inserción de proteínas en el RE y la homeostasis del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCDC47 Conejo pAb
Observaciones/Alias	THNS; GK001; MSTP041; CCDC47
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57003
GeneID	57003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 224-483 de CCDC47 humano (NP_064583.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96A33
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo