

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccdc50 Para Wb Y Elisa - Q8Ivm0

Número de artículo: CM0018992



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo CCDC50 de CamelBio es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, que reconoce el CCDC50 (YMER) humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre la señalización del EGFR y las interacciones de proteínas citoplasmáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCDC50 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	152137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-147 del CCDC50 humano (NP_777568.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVM0
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo