

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccdc6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16204

Número de artículo: CM0023735

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCDC6 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en oncología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCDC6
Observaciones/Alias	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
Especie	Humano
GenelD	8030 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-222 del CCDC6 humano (NP_005427.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16204
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo