

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccdc61 Para Wb, Elisa - Q9Y6R9

Número de artículo: CM0018695



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CCDC61 validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Herramienta de investigación para estudios de proteínas centrosomales, cohesión de centriolos y anclaje de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCDC61 pAb de conejo
Observaciones/Alias	VFL3; hVFL3; CCDC61
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	729440
ID del gen	729440
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-531 de CCDC61 humano (NP_001073871.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6R9
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo