

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccdc88A (Girdin) Para Wb, Elisa - Q3V6T2

Número de artículo: CM0022035



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-CCDC88A (Girdin) de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA, dirigido contra CCDC88A/Girdin humano (UniProt Q3V6T2). Ideal para estudios de migración celular, señalización de EGFR y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCDC88A
Observaciones/Alias	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55704
GeneID	55704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1571-1870 del CCDC88A humano (NP_001129069.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q3V6T2
Peso Proteico	216kDa
Envío	Bolsa de hielo