

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccdc92 Para Wb, Elisa - Q53Hc0

Número de artículo: CM0030663

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CCDC92 humano, validado para Western blot y ELISA. CCDC92 desempeña un papel en la inmunidad innata e inhibe la replicación del virus del Ébola. Apto para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCDC92
Observaciones/Alias	CCDC92
Especie	Humano
GenelD (Humano)	80212
GenelD	80212
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q53HC0
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo