


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ccdc98 (Abra1) Para Wb, Ip, Elisa - Q6Uwz7

Número de artículo: CM0005895



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CCDC98 humano (ABRA1, FAM175A), adecuado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Se dirige a la proteína andamio del complejo BRCA1-A, crucial para la reparación de roturas de doble cadena del ADN y la estabilidad del genoma. Ideal para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | CCDC98 mAb de conejo                                     |
| Observaciones/Alias | ABRA1; CCDC98; FAM175A                                   |
| Especie             | Humano                                                   |
| GenelD (humano)     | 84142                                                    |
| GenelD              | 84142                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (aminoácidos 310-409 de CCDC98 humano) |
| Fuente              | Conejo                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                 |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                            |
| Reactividad cruzada | Humano                                                   |
| SWISS               | Q6UWZ7                                                   |
| Peso proteico       | 47kDa                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                           |