

Anticuerpo Policlonico Anti-Cck De Conejo Para Wb Y Elisa - P06307

Número de artículo: CM0019942



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CCK humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de contracción de la vesícula biliar, liberación de enzimas pancreáticas y secreción de ácido gástrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCK
Especie	Humana
GenelD (humana)	885
GenelD	885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-115 de la CCK humana (NP_000720.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P06307
Peso Molecular	13kDa
Envío	Bolsa de hielo