

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cckar (Cck1-R) Para Wb Y Elisa - P32238

Número de artículo: CM0022558



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCKAR para WB y ELISA. Detecta CCKAR humano y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar el receptor de colecistoquinina tipo A en la alimentación, la contracción de la vesícula biliar y la señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCKAR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCK-A; CCK1R; CCKRA; CCK1-R; CCKAR
Especie	Humano
ID del gen	886 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 del CCKAR humano (NP_000721.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P32238
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo