

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cckbr Para Wb, Elisa - P32239

Número de artículo: CM0025809



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CCKBR humano (GASR/CCK-B/CCK2R). Reconoce humano, ratón y rata. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación sobre señalización de gastrina/CCK, neurobiología y cáncer. - P32239

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCKBR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	887
GeneID	887
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-335 de la CCKBR humana (NP_795344.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32239
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo