


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl1 (I-309) Para Wb, Elisa - P22362

Número de artículo: CM0013319



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo policlonal de conejo anti-CCL1 humano (I-309) para WB y ELISA. Esta quimiocina atrae monocitos a través de CCR8, y es una herramienta clave para la investigación de inflamación y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P500, S1Se, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6346
GeneID	6346
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-96 de CCL1 humano (NP_002972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22362
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo