

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ccl17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92583

Número de artículo: CM0010335



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CCL17 humano (TARC, SCYA17). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar la inflamación mediada por Th2, la alergia y la señalización de quimiocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CCL17 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6361
ID del gen	6361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-94 de CCL17 humano (NP_002978.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q92583
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo