

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl17 Para Wb, Elisa - Q92583

Número de artículo: CM0027897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la quimiocina humana de motivo C-C 17 (CCL17, TARC). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en quimiocinas e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo CCL17
Observaciones/Alias	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6361
GeneID	6361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-94 de la CCL17 humana (NP_002978.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92583
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo