


Anticuerpo Policlonal Anti-Ccl19 Para Wb, If-P, Elisa - Q99731

Número de artículo: CM0020077



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-CCL19 validado para WB, IF-P, ELISA.

Reconoce CCL19 humano, de ratón y de rata, una quimiocina clave para la investigación del tráfico de células T/B y la inflamación - Q99731.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL19 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ELC; CKb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6363
GeneID	6363
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-95 de CCL19 humano (NP_006265.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99731
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo