

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl22 Para Ihc-P, Elisa - 000626

Número de artículo: CM0024371

Introducción

CamelBio ofrece el Anticuerpo Policlonal de Conejo CCL22 (O00626) validado para IHC-P y ELISA. Detecta CCL22 humano (MDC) con reactividad cruzada a rata. Ideal para investigación de tráfico inmunológico e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCL22
Observaciones/Alias	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6367
GeneID	6367
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-93 de CCL22 humano (NP_002981.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O00626
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo