

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl27 Para Wb Y Elisa - Q9Y4X3

Número de artículo: CM0027191



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CCL27 humano (CTACK). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante (aa 25-112). Para estudios de reclutamiento de linfocitos T. 13 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCL27 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
Especie	Humano
ID del gen	10850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-112 de CCL27 humano (NP_006655.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y4X3
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo