


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl28 Para Wb, Elisa - Q9Nrj3

Número de artículo: CM0026974



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la quimiocina humana CCL28, validado para WB y ELISA. Detecta CCL28 humana, de ratón y de rata; involucrado en la quimiotaxis de células T y eosinófilos. Para uso en investigación en estudios de inmunidad de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL28 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
Especie	Humana
GeneID	56477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-127 de CCL28 humana (NP_683513.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRJ3
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo