

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccl2/Mcp-1 Para Wb Y Elisa - P13500

Número de artículo: CM0024651



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCL2/MCP-1 humano, validado para WB y ELISA. El objetivo es un quimioatrayente de monocitos implicado en la inflamación y la aterosclerosis. Ideal para la investigación de quimioquinas y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL2/MCP-1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6347
ID de Gen	6347
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-99 del CCL2/MCP-1 humano (NP_002973.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13500
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo