

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccl2/Mcp-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13500

Número de artículo: CM0029133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCL2/MCP-1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta los niveles endógenos de CCL2/MCP-1 total con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de inflamación y aterosclerosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL2/MCP-1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6347
GeneID	6347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-99 del CCL2/MCP-1 humano (NP_002973.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13500
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo