

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl3 (Mip-1-Alfa) Para Wb, Elisa - P10147

Número de artículo: CM0029669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CCL3 humano (MIP-1-alfa, SCYA3) para WB y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre inflamación, quimioquinas y factor supresor del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alfa; CCL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6348
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-92 del CCL3 humano (NP_002974.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10147
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo