

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl3L1 Para Wb, Elisa - P16619

Número de artículo: CM0029383

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la quimioquina 1 similar al motivo C-C humano (CCL3L1, SWISS P16619). Validado para WB y ELISA, adecuado para estudiar quimiotaxis, inhibición del VIH y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL3L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; G0S19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6349
ID de Gen	6349
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16619
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo