

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl4 Para Wb, Elisa - P14097

Número de artículo: CM0021492

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCL4 (MIP-1-beta) validado para WB y ELISA en ratón. Reconocer una quimiocina secretada de 10 kDa implicada en la inflamación y la quimiotaxis. Ideal para estudios de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6351
GeneID	20303
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-92 de CCL4 de ratón (NP_038680.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P14097
Peso de la proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo