


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl4 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P13236

Número de artículo: CM0022145



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-CCL4 detecta CCL4 humano (MIP-1 β), una quimiocina implicada en la inflamación y la supresión del VIH. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
Especie	Humano
GeneID (humano)	6351
GeneID	6351
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-92 de CCL4 humano (NP_002975.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13236
Peso de la proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo