


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl5/Rantes Para Wb Y Elisa - P13501

Número de artículo: CM0026521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína CCL5/RANTES humana para aplicaciones de WB y ELISA. Validado con inmunógeno recombinante (aa 1-91). Uso en investigación de quimiocinas, VIH e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Especie	Humano
GeneID (humano)	6352
GeneID	6352
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-91 de CCL5/RANTES humana (NP_002976.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13501
Peso de la proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo