

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl8 Para Ihc-P Y Elisa - P80075

Número de artículo: CM0029436



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CCL8 humano (MCP-2), adecuado para IHC-P y ELISA. Detecta el CCL8 humano y de ratón, una quimioquina de 11 kDa implicada en la quimiotaxis de monocitos y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6355
GenelD	6355
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-99 del CCL8 humano (NP_005614.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P80075
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo