


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl8/Mcp-2 Para Western Blot - P80075

Número de artículo: CM0021107



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CCL8/MCP-2 humano, adecuado para Western blot. Detecta la citoquina quimiotáctica de 11 kDa que atrae monocitos, linfocitos y eosinófilos. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL8/MCP-2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCIA10; SCIA8; quimioquina 8 de motivo C-C; CCL8/MCP-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6355
GeneID	6355
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-99 del CCL8/MCP-2 humano (NP_005614.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P80075
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo