

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccm2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsqs5

Número de artículo: CM0028613



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CCM2 (malcavernina), un regulador clave del desarrollo cardiovascular. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada reportada en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OSM; C7orf22; PP10187; CCM2
Especie	Humano
ID de Gen	83605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CCM2 humana (NP_113631.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BSQ5
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo