


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccnb1Ip1 Para Wb Y Elisa - Q9Npc3

Número de artículo: CM0019169



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCNB1IP1 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón. Ideal para investigar el entrecruzamiento meiótico, la regulación del ciclo celular y la actividad de la ligasa de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCNB1IP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEI10; C14orf18; CCNB1IP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57820
ID del gen	57820
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de CCNB1IP1 humano (NP_878269.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9NPC3
Peso molecular	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo