


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccr2 Para Wb Y Elisa - P41597

Número de artículo: CM0027430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CCR2 validado para WB y ELISA, reactivo con humano y ratón. Ideal para la investigación de señalización de receptores de quimioquinas, migración de monocitos y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2
Especie	Humano
GeneID	729230
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del CCR2 humano (NP_001116513.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P41597
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo