


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ccr2/Ckr2 Para Wb, Elisa - P41597

Número de artículo: CM0007080



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CCR2/CKR2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta CCR2 humano, de ratón y de rata, un receptor de quimiocinas que media la quimiotaxis de monocitos y la entrada del VIH. Apto para investigación inmunológica y virológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCR2/CKR2 Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CCR-2; CCR2/CKR2
Especie	Humano
GeneID (humano)	729230
GeneID	729230
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CCR2/CKR2 humano (P41597).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41597
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo