

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccr3 (Ckr3/Cd193) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

Número de artículo: CM0020237



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CCR3 de alta calidad, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con CCR3 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante; detecta una banda de aproximadamente 41 kDa. Ideal para estudios de receptores de quimiocinas en investigaciones de inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCR3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CKR3; CD193; CKR 3; CMKBR3; C C CKR3; CC-CKR-3; CCR3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1232
GeneID	1232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 146-226 del CCR3 humano (NP_001828.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P51677
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo