

Anticuerpo Policlonico Anti-Ccr5 (Conejo) Para If-P Y Elisa - P51681

Número de artículo: CM0022605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CCR5 humano, adecuado para inmunofluorescencia y ELISA. Detecta CCR5 de ratón. Apoya la investigación sobre inflamación, migración de células inmunitarias y entrada del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CCR5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Especie	Humano
ID Genético (Humano)	1234
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CCR5 humano (NP_000570.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P51681
Peso Molecular	41kDa
Envío	Bolsa de hielo