

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ccr5 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P51681

Número de artículo: CM0023018



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-CCR5 validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta CCR5 humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la señalización de quimiocinas, la entrada del VIH y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCR5 Rabbit pAb
Notas/Alias	CCR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1234
GeneID	1234
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 246-345 del CCR5 humano (NP_000570.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51681
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo