

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccr6 Para Wb Y Elisa - P51684

Número de artículo: CM0022718



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CCR6 humano (receptor de quimiocina C-C tipo 6). Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigar la quimiotaxis de células inmunitarias, la inflamación y la inmunidad mucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCR6 Rabbit pAb
Notas/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1235
GeneID	1235
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300 y el extremo C-terminal de CCR6 humano (NP_004358.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51684
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo