

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ccr6/Cd196 (Fc, Elisa) - O54689

Número de artículo: CM0005624

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra CCR6/CD196 de ratón, para citometría de flujo y ELISA. Ideal para investigación sobre señalización de receptores de quimiocinas, migración de linfocitos T e inmunidad de mucosas en modelos de enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CCR6/CD196
Observaciones/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Especie	Ratón
ID génico (Humano)	1235
ID génico	12458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-38 de CCR6/CD196 de ratón (NP_033965.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O54689
Peso molecular	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo