


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ccr7 Para Wb, Elisa - P32248

Número de artículo: CM0002336



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CCR7 (CD197) de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con CCR7 humano, de ratón y de rata, un receptor de quimiocinas crucial para la migración de linfocitos. Ideal para investigación en inmunología y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCR7 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1236
GeneID	1236
Inmunógeno	Péptido Sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CCR7 humano (P32248).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32248
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo